



STANDARD™ Q COVID-19 Ag

Набор STANDARD Q COVID-19 Ag для проведения экспресс-теста в реальном времени для качественного выявления антигена коронавируса в образцах мазков из носоглотки человека на ранних сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов).





World Health
Organization

Рекомендовано Всемирной
организацией здравоохранения



15-30 МИН.




REF Q-NCOV-01G

* по данным клинично-лабораторных испытаний ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы

Применяется на ранних стадиях (с 1 дня появления симптомов) и в разгар инфекционного процесса для определения антигена при подозрении и подтверждения наличия вируса в организме. Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- Не требует дополнительного оборудования для определения вируса.
- Время проведения одного теста и получения результата **15-30 минут**.
- Простота применения. Возможность проведения теста вне лаборатории или мед. учреждения (под контролем медперсонала).
- Быстрое получение результатов анализа на ранних сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов).
- Быстрое принятие решения об изоляции.

Динамика периодов развития коронавирусной инфекции COVID-19



* чаще с 1 по 10 день после появления первых симптомов

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Метод исследования:** беспробирный иммунохроматографический анализ (ИХА).
- **Цель анализа:** обнаружение антигена вируса.
- **Биоматериал:** в образцах из носоглотки.
- **Время проведения одного теста:** **15-30 минут**.
- **Результаты теста:** позитивный/негативный/недействительный.
- **Оборудование для проведения тестов:** не требуется.
- **Упаковка:** 25 тестов.
- **Производитель:** SD BIOSENSOR, Южная Корея.
- **Сертификация:** Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) **№ РЗН 2020/11113 от 02.07.2020** 2020.03.10 декларация соответствия CE.



* Временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 8.1 (01.10.2020)

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Тестовое устройство (индивидуально в фольге с осушителем) — набор 25 тест-систем
- Буферная пробирка для экстракции — 25 шт.
- Стерильный тампон для забора проб — 25 шт.
- Насадка с капельником — 25 шт.
- Подставка из картона — 1 шт.
- Инструкция по применению — 1 инструкция

